

# Tétine apaisante GOLDI entièrement en caoutchouc naturel – effet naturel

## 6 bonnes raisons en faveur de GOLDI

- 1 La tétine apaisante GOLDI entièrement en caoutchouc naturel est moelleuse, souple et sans produits toxiques conformément aux exigences de qualités élevées et aux consignes de sécurité de la norme européenne EN 1400.
- 2 La collerette est entièrement en caoutchouc naturel. Elle est souple et droite. La liberté de mouvement requise par les muscles des lèvres et de la bouche pour une activité musculaire intense est ainsi assurée. L'effet est positif sur le développement de la musculature de la bouche et du visage.
- 3 Trois grands trous d'aération dans la collerette empêchent la tétine de se coller à la peau et préviennent les rougeurs dues au contact avec la salive. Les éruptions cutanées autour de la bouche sont ainsi évitées.
- 4 La tétine est moelleuse et souple, sa forme symétrique laisse assez de place pour la mobilité active de la langue, l'effet est positif sur l'ensemble de la perception buccale.

5 La collerette et la tétine sont reliées par un joint résistant à la traction, si bien que les éléments de la tétine ne peuvent pas se dissocier.

entièrement en caoutchouc naturel  
sensation de bien-être  
naturelle et apaisante

6 L'anneau souple et flexible ne frotte pas contre le visage en position endormie. La position droite de l'anneau encourage le réflexe de préhension.

forme symétrique naturelle  
très bonne adaptation au  
comportement naturel  
de succion



collerette droite  
mouvement libre et  
naturel des muscles des  
lèvres et de la bouche  
ainsi que contact  
avec le bout du  
nez et le menton  
comme pendant  
l'allaitement

## Bien têter, c'est important

Les tétines apaisantes GOLDI sont de très bons moyens de satisfaire le besoin naturel de têter et de prévenir les risques de prognathie et de déformation du palais dus à une succion intense du pouce. Lors du choix de la tétine, la forme symétrique naturelle est à privilégier, car cette forme maintient la langue sous la tétine comme sous le mamelon pendant la tétée et aide à éviter une mauvaise position. Les tétinelles à bout aplati font que la langue glisse le long du bout aplati et appuie vers l'avant ce qui a un effet néfaste sur le comportement de la tétée au sein. Env. 80 % des enfants ont l'habitude de retourner



Les tétines apaisantes GOLDI sont à 100% en caoutchouc naturel et sans ajout de caoutchouc synthétique. Il existe deux sortes de caoutchouc : le caoutchouc naturel, c'est le liquide (latex) tiré de l'hevéa tropical ou le caoutchouc synthétique à base de pétrole. La production de caoutchouc naturel est écologique et épuise les ressources parce que la récolte se fait à la main et que le caoutchouc naturel est une matière première renouvelable.

la tétine dans leur bouche et utilisent le bout aplati à l'envers. Toutes ces constatations ont mené les sages-femmes à recommander aux mères d'utiliser dès le début la forme naturelle avec collerette droite. Pour chaque étape de la croissance, GOLDI a la taille qui convient (voir au verso). Parce que la forme symétrique pourrait provoquer une « confusion » chez les bébés déjà habitués à une tétine à bout aplati, GOLDI offre aussi une tétinelle à bout aplati avec une collerette droite.

## Bon usage

Désinfecter et entretenir la tétine GOLDI conformément au mode d'emploi. Ne jamais tremper la tétine dans un liquide sucré ou un



Le caoutchouc naturel se caractérise par ses capacités extrêmes d'élasticité et de résistance à la traction. Un effort de traction de 85 kp = 170 kg est nécessaire pour dissocier la tétine GOLDI. Ce faisant, on ne constate aucune déformation mécanique de la tétinelle et de la collerette.



Lessages-femmesetlesconsultants en allaitement recommandent un usage parcimonieux et conscient de la tétine car une aide à la tétée ne peut pas remplacer l'activité musculaire intense requise par l'allaitement au sein et indispensable à la formation de la mâchoire (pour en savoir plus Infos [www.goldi-sauger.de](http://www.goldi-sauger.de), sur Goldi Service).

## Pourquoi entièrement en caoutchouc naturel ?

La qualité élevée du caoutchouc naturel donne à tous les bébés une sensation apaisante de bien-être comme s'ils étaient en contact naturel avec la peau. Le caoutchouc naturel est une base d'hygiène parfaite car 1. la surface du caoutchouc naturel GOLDI n'offre aucun terrain favorable aux germes microbiens et 2. rien ne peut rester collé à la forme fermée de GOLDI. Pour les bébés qui ont déjà des dents, les tétines apaisantes entièrement en caoutchouc naturel sont à recommander absolument car les enfants peuvent déchirer les tétines en silicone et en avaler des morceaux.

## Pourquoi GOLDI a-t-elle une collerette ronde ?

Les circonstances de la naissance font que chaque nourrisson vient au monde avec la mâchoire inférieure en retrait et plus petite par rapport à la mâchoire supérieure. Au cours des premiers six mois, les mâchoires se repositionnent correctement l'une par rapport à l'autre grâce au mouvement de succion du bébé pendant la tétée. L'allaitement joue un rôle essentiel dans la formation de la cavité buccale et un mouvement de succion correct a un effet positif sur la fermeture des lèvres, la position de la langue et la déglutition. De plus, pendant l'allaitement, le contact du bout du nez et du menton avec la peau du sein donnent au bébé une sensation de confiance pure. C'est ce qui l'apaise vraiment et qui stimule la fermeture des lèvres. Les parents doivent y être attentifs et exercer le nourrisson à fermer les lèvres, p. ex. en posant le doigt sur le bout du nez et le menton de manière que les lèvres soient incitées à chercher le contact avec le doigt. L'effet recherché en apaisant le nourrisson avec GOLDI est également de fermer les

lèvres, la collerette ronde et moelleuse est en contact avec le bout du nez et le menton comme pendant l'allaitement au sein. En outre, le bébé peut faire tourner GOLDI comme il veut avec sa langue. Cela fortifie la musculature de la langue et des joues. Pour les raisons mentionnées plus haut, une échancre pour le nez dans la collerette est donc contre-productive et à déconseiller.

## Têter – la chose la plus naturelle du monde

Le réflexe de succion et le besoin de têter du nourrisson sont innés et d'une importance vitale. Sans ce comportement, le nourrisson mourrait de faim. Outre la fonction d'alimentation, la tétée a également un effet apaisant et relaxant pour le bébé. Pour les mères qui allaitent, le besoin du bébé de têter au-delà de son besoin alimentaire peut devenir pesant. Si ce besoin de têter, à pure fonction d'apaisement et d'expérimentation, est satisfait en donnant un biberon, le bébé associera une alimentation permanente à un moyen de consolation, de détente et d'apaisement. Dans le 3ème mois de sa vie, le nourrisson aime sucer des objets familiers. Dans cette phase, pendant laquelle la satisfaction de l'instinct de succion est primordiale, l'habitude de têter sans s'alimenter commence à se dessiner. Pour satisfaire son besoin de têter, le bébé suce ses doigts ou son pouce, ce qui a des conséquences négatives sur le développement des mâchoires et de la dentition.

